

# Kimberly-Clark\*

## MIC-KEY\* bolusforlængersæt med Secur-Lok\* studs

MIC-KEY\* BOLUSFORLÆNGERSÆT MED KATETERSPIDS,  
LIGE SECUR-LOK\* STUDS OG KLEMME

### BRUGSANVISNING

1. Tag proppen af MIC-KEY\* ernæringssonden, så der er fri til kontraventilen i MIC\* ernæringssonden.
2. Sæt bolusforlængerstuds i MIC-KEY\* ernæringsporten. Ret de sorte markeringer på bolusforlængersæt og MIC-KEY\* sonde ind, og spænd sættet på plads en halv omgang højre om.
3. Gennemskyl sonden med vand (10 ml til voksenversion, 3-5 ml til børneversion) for at sikre, at den er fri for tilstopninger.
4. Indgiv ernæring.
5. Efter indgivelse af ernæring gennemskylles bolusforlængersæt og MIC-KEY\* sonde med 5-10 ml varmt vand.
6. Bolusforlængersættet tages af MIC-KEY\* sonden ved at dreje ernæringsstudsens VENSTRE OM, til den stopper. Tag forsigtigt studs i MIC-KEY\* sonden. Luk MIC-KEY\* sonden.
7. Bolusforlængersættet vaskes med varmt sæbevand og skylles omhyggeligt.



0123-12

0123-24

UDELUKKENDE TIL BRUG TIL EN ENKELT PATIENT.

ADVARSEL: UDELUKKENDE TIL ENTERAL ERNÆRING OG/ELLER  
MEDICIN.



Usteril

Antal

LOT

Partinummer

REF

Genbestillings-  
nummer



Engangsbrug



Læs  
anvisningerne

Receptpligtig  
(USA)



Anvendes inden



Indeholder ikke DEHP  
(di(2-ethylhexyl)phthalat)

CE 0344

\* Registreret varemærke eller varemærke, der tilhører Kimberly-Clark Worldwide, Inc. eller dets datterselskaber.  
© 2003 KCWW. Alle rettigheder forbeholdes.

Producent: Ballard Medical Products, Draper, Utah 84020 USA  
Distributor i USA: Kimberly-Clark Global Sales, Inc. Roswell, GA. 30076 USA  
Kimberly-Clark N.V., Belgicastraat 17, 1930 Zaventem, Belgium  
<http://www.kchealthcare.com> | USA: tlf. 1 800 528 5591; i andre lande: tlf. +1 801 572 6800