

# Kimberly-Clark\*

## MIC-KEY\*-bolusverlengset met Secur-Lok\*-verbindingsstuk

MIC-KEY\*-BOLUSVERLENGSET MET KATHETERTIP,  
SECUR-LOK\*-RECHT VERBINDINGSSTUK EN KLEM



0123-12

0123-24

### GEBRUIKSAANWIJZING

1. Verwijder de plug uit de MIC-KEY\*-voedingssonde, zodat de antirefluxklep van de MIC\*-voedingssonde zichtbaar wordt.
2. Plaats het verbindingsstuk van de bolusverlengset in de voedingspoort van de MIC-KEY\*. Breng de zwarte merktekens op de bolusverlengset en de MIC-KEY\* op één lijn en draai deze op hun plaats met een halve slag RECHTSOM.
3. Spoel de sonde door met water (10 ml voor volwassenen, 3–5 ml voor kinderen) om te garanderen dat deze niet verstopt is.
4. Dien de voeding toe.
5. Na de voeding spoelt u de bolusverlengset en de MIC-KEY\* door met 5 tot 10 ml warm water.
6. Maak de bolusverlengset los van de MIC-KEY\* door het verbindingsstuk van de voedingsset LINKSOM te draaien totdat dit stopt. Verwijder het verbindingsstuk voorzichtig van de MIC-KEY\*. Plaats de stop op de MIC-KEY\*.
7. Was de bolusverlengset af met warm zeepsop, waarna u deze grondig afspoelt.

UITSLUITEND VOOR GEBRUIK BIJ ÉÉN PATIËNT.

WAARSCHUWING: UITSLUITEND VOOR ENTERALE VOEDING EN/OF  
MEDICATIE.



Niet-steriel

Hoeveelheid

LOT

Partijnummer

REF

Bestelnummer



Voor eenmalig  
gebruik



Lees de instructies

Uitsluitend op voorschrift  
verkrijgbaar (VS)



Uiterste gebruiksdatum



DEHP (Di(2-ethylhexyl)  
ftalaat-vrije formulering

CE 0344

\* Gedeponerd handelsmerk of handelsmerk van Kimberly-Clark Worldwide, Inc. of gelieerde ondernemingen.  
© 2003 KCWW. Alle rechten voorbehouden.

Vervaardigd door Ballard Medical Products, Draper, Utah 84020 VS  
Gedistribueerd in de VS door Kimberly-Clark Global Sales, Inc. Roswell, GA. 30076 VS  
Kimberly-Clark N.V., Belgicastraat 17, 1930 Zaventem, België  
<http://www.kchealthcare.com> Bel in de VS 1-800-528-5591; telefoonnummer buiten de VS + 1 801 572 6800