

# Kimberly-Clark\*

## MIC-KEY\* Verlängerungsset mit Secur-Lok\* Anschluss

MIC-KEY\* BOLUS-VERLÄNGERUNGSSET MIT KATHETERSPITZE,  
GERADEM SECUR-LOK\* ANSCHLUSS UND KLEMME

### GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Den Verschlusspfropfen aus dem MIC-KEY\* Versorgungsschlauch entfernen, um das Antirückflussventil des MIC\* Schlauchs freizulegen.
2. Den Anschluss des Bolus-Verlängerungssets am MIC-KEY\* Ernährungsport befestigen. Die schwarzen Markierungen auf dem Bolus-Verlängerungsset und der MIC-KEY\* Sonde miteinander ausrichten und mit einer halben Drehung im Uhrzeigersinn fixieren.
3. Den Schlauch mit Wasser spülen (10 ml bei Erwachsenen, 3 – 5 ml bei Kindern), damit er frei von Verklumpungen ist.
4. Nährlösung verabreichen.
5. Danach das Bolus-Verlängerungsset und den MIC-KEY\* mit 5 ml bis 10 ml warmem Wasser spülen.
6. Das Bolus-Verlängerungsset von der MIC-KEY\* Sonde trennen. Hierzu den Anschluss des Ernährungssets ENTGEGEN DEM UHRZEIGERSINN bis zum Anschlag drehen. Den Anschluss vorsichtig vom MIC-KEY\* lösen. Die MIC-KEY\* Sonde wieder verschließen.
7. Das Bolus-Verlängerungsset mit warmem Wasser und Seife waschen und gründlich nachspülen.



0123-12

0123-24

NUR FÜR EINEN PATIENTEN.

**ACHTUNG: NUR ZUR ENTERALEN ERNÄHRUNG UND/ODER  
MEDIKATION**



Stückzahl

LOT

Chargennummer

REF

Bestellnummer



Einmalprodukt



Anweisungen  
lesen

Verschreibungs-  
pflichtig (USA)



Verwendbar bis



DEHP (Di(2-ethylhexyl)  
Phthalat)-freie Formel

CE 0344

\* Eingetragenes Warenzeichen oder Warenzeichen von Kimberly-Clark Worldwide, Inc. oder der Tochterunternehmen. © 2003 KCWW. Alle Rechte vorbehalten.

Hergestellt von Ballard Medical Products, Draper, Utah 84020 USA  
In den USA vertrieben durch Kimberly-Clark Global Sales, Inc. Roswell, GA. 30076 USA  
Kimberly-Clark N.V., Belgicastraat 17, 1930 Zaventem, Belgien  
<http://www.kchealthcare.com> Anrufe innerhalb der USA unter 1 800 528 5591;  
internationale Anrufe unter +1 801 572 6800