

Kimberly-Clark*

Set MIC-KEY* di estensione con connettore Secur-Lok*

SET MIC-KEY* DI ESTENSIONE CON PUNTA PER CATETERE,
CONNETTORE AD ANGOLO RETTO SECUR-LOK* E MORSETTO PER
TUBI MIC-KEY* A BASSO PROFILO PER GASTROSTOMIA



0124-12

0124-24

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Rimuovere il tappo dal tubo MIC-KEY* per alimentazione, in modo da esporre la valvola anti-riflusso del tubo MIC* stesso.
2. Per la decompressione gastrica o la nutrizione enterale, collegare il connettore del set di estensione allineando la riga nera presente sul connettore con la riga nera sul MIC-KEY*. Bloccarlo in sito ruotandolo in SENSO ORARIO per tre quarti di giro.
3. Sciacquare il set di estensione ed il MIC-KEY* con acqua tiepida (10 ml per il modello per adulti, 3-5 ml per il modello per bambini). Verificare che il flusso scorra bene.
4. Dopo la nutrizione o la decompressione, sciacquare il set di estensione e il MIC-KEY* con 5-10 ml di acqua tiepida.
5. Per scollegare il set di estensione dal MIC-KEY*, ruotare il connettore del set di estensione in SENSO ANTIORARIO finché la riga nera del MIC-KEY* non risulta allineata con la riga nera del set di estensione. Staccare delicatamente il connettore dal MIC-KEY* e rimettere il tappo sul MIC-KEY*.
6. Dopo ogni uso, lavare il set di estensione con acqua tiepida saponata e sciacquarlo bene.

DA USARSI ESCLUSIVAMENTE SU UN SINGOLO PAZIENTE

AVVERTENZA - ESCLUSIVAMENTE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI
NUTRIZIONE E/O FARMACI PER VIA ENTERALE.



Quantità

LOT

REF

Non sterile

Numero lotto

Codice



Monouso



Leggere le
istruzioni

Solo dietro
prescrizione
medica (Stati
Uniti)



Scadenza

* Marchio registrato o marchio di fabbrica della Kimberly-Clark Worldwide, Inc. o delle sue controllate.
© 2003 KCWW. Tutti i diritti riservati.

Prodotto dalla Ballard Medical Products, Draper, Utah 84020 USA
Distribuito negli U.S.A. dalla Kimberly-Clark Global Sales, Inc. Roswell, GA. 30076 USA
Kimberly-Clark N.V., Belgicastraat 17, 1930 Zaventem, Belgio
<http://www.kchealthcare.com> - Negli U.S.A. chiamare il numero verde +1-800-528-5591;
dall'estero chiamare +1-801-572-6800

R11986 4/05



Formulazione priva di DEHP
(Di(2-ethylhexil) ftalato)

CE 0344