

Kimberly-Clark*

MIC-KEY* bolusforlængersæt med Secur-Lok* studs

MIC-KEY* BOLUSFORLÆNGERSÆT MED KATETERSPID, LIGE SECUR-LOK* STUDS OG KLEMME

BRUGSANVISNING

1. Tag proppen af MIC-KEY* ernæringssonden, så der er fri til kontraventilen i MIC* ernæringssonden.
2. Sæt bolusforlængerstuds i MIC-KEY* ernæringsporten. Ret de sorte markeringer på bolusforlængersæt og MIC-KEY* sonde ind, og spænd sættet på plads en halv omgang højre om.
3. Gennemskyl sonden med vand (10 ml til voksenversion, 3-5 ml til børneversion) for at sikre, at den er fri for tilstopninger.
4. Indgiv ernæring.
5. Efter indgivelse af ernæring gennemskyles bolusforlængersæt og MIC-KEY* sonde med 5-10 ml varmt vand.
6. Bolusforlængersættet tages af MIC-KEY* sonden ved at dreje ernæringsstuds i VENSTRE OM, til den stopper. Tag forsigtigt studs af MIC-KEY* sonden. Luk MIC-KEY* sonden.
7. Bolusforlængersættet vaskes med varmt sæbevand og skylles omhyggeligt.



0223-12
0223-24

UDELUKKENDE TIL BRUG TIL EN ENKELT PATIENT.

ADVARSEL: UDELUKKENDE TIL ENTERAL ERNÆRING OG/ELLER MEDICIN.

Indeholder DEHP (se www.kchealthcare.com/DEHP for yderligere information)



Usteril

Antal



Partinummer

REF

Genbestillingsnummer



Engangsbrug



Læs anvisningerne

Receptpligtig (USA)



Anvendes inden



Fremstillingsdato



* Registreret varemærke eller varemærke, der tilhører Kimberly-Clark Worldwide, Inc. eller dets datterselskaber.
© 2003 KCWW. Alle rettigheder forbeholdes.

Producent: Ballard Medical Products, Draper, Utah 84020 USA
Distributør i USA: Kimberly-Clark Global Sales, Inc. Roswell, GA. 30076 USA
Kimberly-Clark N.V., Belgicastraat 17, 1930 Zaventem, Belgium
<http://www.kchealthcare.com> | USA: tlf. 1 800 528 5591; i andre lande: tlf. +1 801 572 6800