

Kimberly-Clark*

MIC-KEY* Verlängerungsset mit Secur-Lok* Anschluss

MIC-KEY* BOLUS-VERLÄNGERUNGSSET MIT KATHETERSPITZE,
GERADEM SECUR-LOK* ANSCHLUSS UND KLEMME

GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Den Verschlusspfropfen aus dem MIC-KEY* Versorgungsschlauch entfernen, um das Antirückflussventil des MIC* Schlauchs freizulegen.
2. Den Anschluss des Bolus-Verlängerungssets am MIC-KEY* Ernährungsport befestigen. Die schwarzen Markierungen auf dem Bolus-Verlängerungsset und der MIC-KEY* Sonde miteinander ausrichten und mit einer halben Drehung im Uhrzeigersinn fixieren.
3. Den Schlauch mit Wasser spülen (10 ml bei Erwachsenen, 3 – 5 ml bei Kindern), damit er frei von Verklumpungen ist.
4. Nährlösung verabreichen.
5. Danach das Bolus-Verlängerungsset und den MIC-KEY* mit 5 ml bis 10 ml warmem Wasser spülen.
6. Das Bolus-Verlängerungsset von der MIC-KEY* Sonde trennen. Hierzu den Anschluss des Ernährungssets ENTGEGEN DEM UHRZEIGERSINN bis zum Anschlag drehen. Den Anschluss vorsichtig vom MIC-KEY* lösen. Die MIC-KEY* Sonde wieder verschließen.
7. Das Bolus-Verlängerungsset mit warmem Wasser und Seife waschen und gründlich nachspülen.



0223-12
0223-24

NUR FÜR EINEN PATIENTEN.

**ACHTUNG: NUR ZUR ENTERALEN ERNÄHRUNG UND/ODER
MEDIKATION**

Enthält DEHP (Einzelheiten unter www.kchealthcare.com/DEHP)



Unsteril

Stückzahl

LOT

Chargennummer

REF

Bestellnummer



Einmalprodukt



Anweisungen
lesen

Verschreibungs-
pflichtig (USA)



Verwendbar bis



Herstellungsdatum

CE 0344

* Eingetragenes Warenzeichen oder Warenzeichen von Kimberly-Clark Worldwide, Inc. oder der Tochterunternehmen. © 2003 KCWW. Alle Rechte vorbehalten.

Hergestellt von Ballard Medical Products, Draper, Utah 84020 USA
In den USA vertrieben durch Kimberly-Clark Global Sales, Inc. Roswell, GA. 30076 USA
Kimberly-Clark N.V., Belgicastraat 17, 1930 Zaventem, Belgien
<http://www.kchealthcare.com> Anrufe innerhalb der USA unter 1 800 528 5591;
internationale Anrufe unter +1 801 572 6800