

# Kimberly-Clark\*

## MIC-KEY\*-verlengset met schroefdraad met Secur-Lok\*-verbindingsstuk

MIC-KEY\*-VERLENGSET MET SCHROEFDRAAD MET SECUR-LOK\*-  
HAAKS VERBINDINGSSTUK VOOR MIC-KEY\*-GASTROSTOMIESONDES  
MET LAAG PROFIEL



0226-12  
0226-24

### GEbruIKSAANWIJZING

1. Verwijder de plug uit de MIC-KEY\*-voedingssonde, zodat de antirefluxklep van de MIC\*-voedingssonde zichtbaar wordt.
2. Voor het verrichten van gastrische decompressie of het toedienen van enterale voeding sluit u het verbindingsstuk van de SECUR-LOK\*-verlengset aan door de zwarte lijn op het verbindingsstuk uit te lijnen met die op de MIC-KEY\*. Zet hem vast door hem een driekwartslag RECHTSOM te draaien.
3. Spoel de SECUR-LOK\*-verlengset en de MIC-KEY\* door met warm water (10 ml voor volwassenen, 3-5 ml voor kinderen). Controleer of alles gemakkelijk door te spoelen is.
4. Na voeding of decompressie spoelt u de SECUR-LOK\*-verlengset en de MIC-KEY\* door met 5-10 ml warm water.
5. Om de SECUR-LOK\*-verlengset los te maken van de MIC-KEY\*, draait u het verbindingsstuk van de verlengset LINKSOM totdat de zwarte lijn op de MIC-KEY\* op één lijn ligt met die op de verlengset. Verwijder het verbindingsstuk voorzichtig van de MIC-KEY\*. Zet de plug terug in de MIC-KEY\*.
6. Na elk gebruik wast u de SECUR-LOK\*-verlengset af met warm zeepsop, waarna u deze grondig afspoelt.

### UITSLUITEND VOOR GEBRUIK BIJ ÉÉN PATIËNT.

### WAARSCHUWING: UITSLUITEND VOOR ENTERALE VOEDING EN/OF MEDICATIE.

Bevat DEHP (zie [www.kchealthcare.com/DEHP](http://www.kchealthcare.com/DEHP) voor bijzonderheden)



Niet-steriel

Hoeveelheid

LOT

Partijnummer

REF

Bestelnummer



Voor eenmalig  
gebruik



Lees de instructies

Uitsluitend op voorschrift  
verkrijgbaar (VS)



Uiterste gebruiksdatum



Productiedatum

CE 0344

\* Gedeponerd handelsmerk of handelsmerk van Kimberly-Clark Worldwide, Inc. of gelieerde ondernemingen.  
© 2003 KCWW. Alle rechten voorbehouden.

Vervaardigd door Ballard Medical Products, Draper, Utah 84020 VS  
Gedistribueerd in de VS door Kimberly-Clark Global Sales, Inc. Roswell, GA. 30076 VS  
Kimberly-Clark N.V., Belgicastraat 17, 1930 Zaventem, België  
<http://www.kchealthcare.com> Bel in de VS 1-800-528-5591; telefoonnummer buiten de VS + 1 801 572 6800